# 粗脂肪萃取

### 大 綱

一、基本概念

二、實驗藥品、流程

三、計算公式

四、注意事項

## 一、基本概念

- 脂肪不易溶於水,易溶於苯或乙醚等非極性溶劑的化合物。定量脂肪時可以利用非極性溶劑將樣品中的脂肪萃取出來,蒸發去除有機溶劑後,殘留物即為脂肪。
- 但是有機溶劑除了萃取脂肪外,樣品中部分極性 與脂肪相似的成分如游離脂肪酸、有機酸、色素、 生物鹼、膽固醇、脂溶性維生素、卵磷脂等也會 同時被萃取,因此所測得的脂肪含量並非純脂肪, 稱為粗脂肪。

### 儀器介紹





# 二、實驗器材、藥品



### 實驗前準備

1. 使用纱布清洗脂肪杯。

不可留下刮痕 (以免造成實驗誤差)

2. 清洗好後放至烘箱烘乾 (105°C)。

3. 烘乾後移至乾燥皿冷卻備用。



4. 將圓筒濾紙自乙醚中取出 (在抽風櫃中)。(圓筒濾紙可重複使用, 實驗完浸泡於乙醚中)

5. 將濾紙放在抽風櫃中等乙醚揮發備用。

6. 將已恆重之脂肪杯秤重並記錄重量  $(W_0)$ 。

使用坩堝夾



7. 取 0.5 g ~ 3 g 待測物記錄重量後 (S), 用濾紙包好放在 105°C 烘箱中預先烘乾 over night。



脂肪含量多之 樣品則取較少

# 實驗開始前

請先填寫登記本





開鎖



### 開機步驟

※先確認加熱器與 冷凝器液面是否正常。

 將加熱器與 冷凝器插頭插上。

2. 開啟加熱器電源 設定 96°C。 ■






加熱器

3. 開啟冷凝器電源 設定 4°C。





4. 打開抽風櫃電源。



請在溫度都到達後再開始實驗

### 實驗步驟

1. 將乾燥後的樣品放入圓筒濾紙內。

2. 以脫脂棉塞在樣品上方。

3. 將圓筒濾紙套在金屬套環上。

這些操作請戴上手套, 以免污染圓筒濾紙。



4. 將萃取裝置之 右邊把手推在 上方位置。

(使檯面上升)



6. 將圓筒濾紙放入萃取裝置內 使圓筒濾紙被鐵環吸住。



(使鐵環下降)



7. 將<u>左方</u>把手推 向中間位置。

(使鐵環上升)



8. 將 6 個萃取杯放入萃取裝置。



10. 將<u>右邊</u>把手壓至<u>中間</u>位置, 使玻璃冷凝哭對好每個萃取杯



9. 在 6 個萃取杯中倒八分滿之乙醚。



11. 移動<u>右邊</u>把手至下方位置, 至下方位置, 將冷凝器及萃 取杯夾緊固定 在加熱板上。





12. 移動<u>左邊</u>把手慢 速至下方位置。

(使濾紙緩慢下降)

此步驟要小心 以防乙醚溢出



14. 請將抽風櫃拉下。



13. 請將護目片拉下,防止 乙醚揮發出來。



萃取時間: 1 小時

#### 潤洗

15. 迴流時間到後將<u>左邊</u>把手 升起至中間位置潤洗。



潤洗時間: 1小時

#### 回收

16. 移動左邊把手至上方回收位置,使乙醚蒸乾。



17. 等待乙醚蒸乾 後,移動<u>右邊</u> 把手至<u>上方</u>位 置。



乾燥時間: 0.5~1小時



18. 取出萃取杯放在乾燥皿中至烘箱乾燥 (去除乙醚)。



19. 乾燥完成後置於乾燥皿中 冷卻恆重並稱重計算 (W<sub>1</sub>)。

### 實驗完成後

1. 將<u>左邊</u>把手壓 至下方位置。



2. 取下圓筒濾紙,鐵環放在鐵環架上,濾紙回收浸泡



- 3. 請將電源全部關閉。
- 4. 將右下方的回收溶劑排出口接上管子及回收瓶,打開側邊排放閥,排出回收之乙醚,完成後再關上閥門。





### 粗脂肪計算公式

粗脂肪含量 = 
$$\frac{W_1-W_0}{S}$$
 x 100%

W<sub>0</sub>:脂肪杯恆重之重量(g)

W<sub>1</sub>:脂肪萃取後脂肪杯恆重之重量(g)

S: 待測物的重量(g)

#### EX:

脂肪杯恆重之重量 40 g 脂肪萃取後脂肪杯恆重之重量 40.5 g 待測物的重量 3 g

$$\frac{40.5-40}{3}$$
 x 100% =16.67%

### 乙醚 (ethyl ether, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O)

物質狀態:液狀

pH :中性

外觀:透明無色

氣味:特殊甜刺激味

應避免之狀況:正常下穩定,避免受光、熱或久置、靜電、火花、

明火、空氣、光線

進入人體之途徑:吸入、皮膚接觸、吞食

#### 乙醚 (ether)健康危害效應:

#### 急性:

- 吸入:1. 刺激鼻喉,高濃度可能引起睏倦、嘔吐、蒼白、脈搏減慢、呼吸不規則、肌肉鬆弛、流口水、頭痛。2. 36,000~65,000ppm會引起麻醉,更高濃度會造成呼吸停止及死亡、損壞肝及腎。
- 眼睛:1. 導致暫時性刺激。2. 長期暴露於高濃度蒸氣會造成輕度可恢 復性的損傷。
- 皮膚:1.短暫接觸無害,且乙醚不會由皮膚吸收到有害量。2.久置的乙醚因可能含有過氧化物較有刺激性。
- 食入:1.會刺激口腔及喉嚨,少量(2~50 ml)食入可能致命。2.症狀類似乙醇中毒但更快速,胃會因乙醚"沸騰"而脹大。

#### 慢性:

- 吸入:有報告指出在開刀房使用麻醉性醚之工作人員會產生疲勞、虚弱、喪失食慾、噁心、呼吸急促、急躁等症狀、亦易患牙病及血液及心臟的異常,但6週不暴露於乙醚後,症狀都消失。
- 皮膚:一再暴露會造成皮膚乾燥及龜裂。

#### 緊急處理及急救措施

吸入: 1.若患者已無意識或反應,施救前先做好自身的防護措施以確保自己的安全,如穿著適當防護裝備,人員採"互助小組支

援"方式進行救援。2.移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。 3.若呼吸停止,立即由受訓過的人施以人工呼吸;若心跳停止施行心肺復甦術。4.立即就醫。

皮膚接觸:1.用緩和流動的溫水沖洗患部5分鐘以上。2.若沖洗後有刺激感,立即就醫。3.須將污染的衣物、鞋子以及皮飾品(如錶帶、皮帶),完全除污染後再使用或丟棄。

眼睛接觸:1.立即將眼皮撐開,用緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛20 min。2.若沖洗後仍有刺激感,再反覆沖洗。2.立即就醫。

食 入:1.若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣,不可經口餵食任何東西。2.若患者意識清楚,讓其用水徹底漱口。3. 不可催吐。4.給患者喝下240~300毫升的水。5.若患者自發性嘔吐,讓其漱口並反覆給水。6.迅速將患者送至緊急醫療單位。 注意事項

- 1. 使用前務必確認加熱器與冷凝器液面是否正常。
- 2. 全部脂肪杯皆須裝置,否則將造成日後不氣密!
- 3. 每次使用後: 檢查玻璃有無裂縫,墊圈有無破損,必要時需更換之。 加熱板若有殘留物,則擦拭乾淨,但避免燙傷。
- 2. 每週 用溼布(避免產生靜電)將儀器及加熱板擦拭乾淨。

#### 3. 每月/每年

- (1) 檢查冷凝管是否長青苔,必要時以 1M 的 HCl 或次氯酸清洗 (先充滿冷凝管滯留一夜後,再充水清洗)。
- (2) 啟動空氣泵,檢查每一個冷凝器之鐵氟龍接頭處是否有氣流。
- (3) 假如冷凝器受污染必須在無樣品下空白操作儀器一到二次, 污染太嚴重的話則需更換之。
- (4) 每年更換墊圈一到二次。